

คุณลักษณะเฉพาะรถเข็นสำหรับติดตั้งเครื่องมือแพทย์

BIO-MEDTROLLEY-05

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นรถเข็นคุณภาพสูงเกรดใช้ในโรงพยาบาลใช้กับเครื่องมือแพทย์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
2. เสาคืออลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
3. มีมือจับทำด้วยพลาสติกคุณภาพสูงแข็งแรงช่วยให้เข็นได้สะดวก รับน้ำหนักได้ประมาณ 10-15 กิโลกรัม
4. ล้อเกรดใช้ในโรงพยาบาลขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรกทุกล้อ
5. มีขาแขวนสาย ECG Cable สูงประมาณ 60 ซม.
6. ตะกร้าทำจากเหล็กพ่นสี ขนาด ยาว 26 ซม. x กว้าง 16.50 ซม. x ลึก 13.50 ซม.
7. ขนาดของรถเข็น  
ฐานระหว่างล้อด้านหน้ากว้าง 46.40 ซม.  
ฐานระหว่างล้อด้านข้างยาว 52.80 ซม.  
ความสูง 101.50 ซม. ปรับไม่ได้
8. รถเข็นสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม
9. แผ่นเพลทมาตรฐานเลือกได้เบื้องต้น 2 ขนาด  
40 ซม. x 40 ซม. / 35 ซม. x 35 ซม.

