

รถเข็นฉุกเฉินพยาบาล  
มีที่สำหรับตั้ง Laptop (BIO-ERCART-02)

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาดโดยรวม กว้าง 520 มิลลิเมตร ยาว 850 มิลลิเมตร สูง 980 มิลลิเมตร
2. วัสดุ : อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก
3. มีลิ้นชักทั้งหมด 5 ลิ้นชัก สามารถปรับเปลี่ยนช่องภายในได้, มีกุญแจล็อก
4. มีที่สำหรับตั้ง Laptop
5. ด้านซ้าย มีโต๊ะสำหรับทำงาน สามารถเลื่อนเก็บได้
6. ด้านขวามีถังขยะ ด้านซ้ายมีกล่องสำหรับใส่เอกสาร
7. มีเสาน้ำเกลือ และบอร์ดสำหรับทำ CPR
8. ล้อลูกเลื่อน : ระบบเบรกล้อคอิสระ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001 ISO13485
2. สินค้านำเข้าจากประเทศจีน
3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

