

รถเข็นฉุกเฉินพยาบาล 3 ชั้น (BIO-ERCART-03)

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาดโดยรวม กว้าง 785 มิลลิเมตร ยาว 480 มิลลิเมตร สูง 1,000 มิลลิเมตร
2. วัสดุ : อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก
3. มีลิ้นชักทั้งหมด 3 ชั้น ลิ้นชัก สามารถปรับเปลี่ยนช่องภายในได้
4. ล้อลูกเลื่อนขนาด 4 นิ้ว ระบบเบรกล้อคอิสระ 4 ล้อ มีเบรก 2 ล้อ
5. อุปกรณ์ประกอบ
ตะกร้าใส่ของข้างเครื่อง 3 ใบ
ถังทิ้งเข็ม 2 ใบ
ถังขยะคู่แบบใช้เท้าเหยียบเปิดเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค
6. สามารถล็อกลิ้นชักได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001 ISO13485
2. สินค้านำเข้าจากประเทศจีน
3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

