

รถเข็นฉุกเฉินพยาบาล
5 ล้อชัก พร้อมกล่องใส่ยาด้านบน (BIO-ERCART-07)

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาดโดยรวม กว้าง 520 มิลลิเมตร ยาว 690 มิลลิเมตร สูง 970 มิลลิเมตร (ไม่รวมเสากล่องยา)
2. วัสดุ : อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก
3. มีล้อชักทั้งหมด 5 ล้อชัก สามารถปรับเปลี่ยนช่องภายในได้ด้วยแผ่นกั้น และมีกุญแจล็อก
4. ด้านซ้าย มีโต๊ะสำหรับทำงาน สามารถเลื่อนเก็บได้
5. ด้านข้างมีถังขยะ ด้านข้างมีกล่องสำหรับใส่ถังทิ้งเข็มหรืออุปกรณ์อื่นๆ
6. มีกล่องใส่ยาแนวตั้งจำนวน 2 แถวๆ ละ 5 กล่อง โดยขนาดของแต่ละกล่องประมาณ 10.7 เซนติเมตร x 11.5 เซนติเมตร x 12 เซนติเมตร ซึ่งดึงเพื่อเปิดใส่ยาได้จากเฟรมพลาสติกขนาด 37 เซนติเมตร x 61 เซนติเมตร x 12.5 เซนติเมตร
7. ล้อลูกเลื่อนขนาด 100 มิลลิเมตร มีระบบเบรกล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. สินค้านำเข้าจากประเทศจีน
3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

