

รถเข็นฉุกเฉินพยาบาล 2 ชั้น
พร้อมราวแขน (BIO-ERCART-05)

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาดโดยรวม กว้าง 480 มิลลิเมตร ยาว 750 มิลลิเมตร สูง 930 มิลลิเมตร
2. วัสดุ : อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก
3. มีลิ้นชักทั้งหมด 2 ชั้น สามารถปรับเปลี่ยนช่องภายในได้ มีกุญแจเซ็นทรัลล็อกลิ้นชักทั้งหมดพร้อมกัน
4. มีราวขอบสแตนเลสสตีลเกรดออสเทนนิติก SUS304 ทั้ง 3 ด้าน
5. มีราวแขน 2 ชั้น
6. ด้านขวามีถังขยะ ด้านซ้ายมีก่องสำหรับใส่เอกสาร
7. มีก่องทิ้งเข็มจำนวน 2 ชั้น
8. มีแผ่นใสรองด้านบนกันฝุ่น
9. ล้อเลื่อน : ระบบเบรกล้ออิสระ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001 ISO13485
2. สินค้านำเข้าจากประเทศจีน
3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

