

คุณลักษณะเฉพาะรถเข็นสำหรับติดตั้งเครื่องมือแพทย์

BIO-MEDTROLLEY-04 สำหรับ Infusion Pump และ Syringe Pump

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นรถเข็นคุณภาพสูงเกรดใช้ในโรงพยาบาลใช้กับเครื่องมือแพทย์ สำหรับ Infusion Pump และ Syringe Pump
2. เสาคืออลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
3. มีมือจับสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4. ล้อเกรดใช้ในโรงพยาบาลขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทุกล้อ.
5. ขนาดของรถเข็น
ฐานระหว่างล้อด้านหน้ากว้าง 52.30 ซม.
ฐานระหว่างล้อด้านข้างยาว 55 ซม.
ความสูง 140.70 ซม.
แผ่นเพลทด้านบน กว้าง 18 ซม. ยาว กว้าง 48 ซม. สำหรับเครื่องแนวตั้งขนาดพร้อมเสายึดได้ 3 เครื่อง
6. มีฐานรองเครื่องแนวนอนพร้อมเสายึดได้ 4 เครื่อง
7. มีเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือ

