

คุณลักษณะเฉพาะ รถเข็นยารับประทาน รุ่น BIO-MEDCART-20

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 เป็นรถใช้สำหรับแจกยา

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ขนาด ยาว 676 มิลลิเมตร x กว้าง 483 มิลลิเมตร x สูง 1,015 มิลลิเมตร

2.2 วัสดุเป็นพลาสติก ABS และโครงเสาทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก

2.3 มีลิ้นชักด้านบนแบบหน้าหลังพร้อมมือจับอูมิเนียม ใส่กล่องยาได้ 4 ลิ้นชัก (หน้า 2 ล้อหลัง 2 ลิ้นชัก)

ขนาด ยาว 568 มิลลิเมตร x กว้าง 210 มิลลิเมตร x สูง 155 มิลลิเมตร แต่ละลิ้นชักมีกล่องใส่ยา 5 กล่อง รวมทั้งหมด 20 กล่อง แต่ละกล่องมีขนาด ยาว 20 มิลลิเมตร x กว้าง 11 มิลลิเมตร x สูง 140 มิลลิเมตร

2.4 มีลิ้นชักด้านเดียว 2 ชั้น ขนาด ยาว 568 มิลลิเมตร x กว้าง 399 มิลลิเมตร x สูง 169 มิลลิเมตร

2.5 สามารถล็อกลิ้นชักได้แบบ Central Lock

2.6 มีใส่คีย์บอร์ดสำหรับวางของ หรือเป็นโต๊ะเพื่อเขียนและเลื่อนเก็บได้

2.7 มีมือจับด้านข้างทำด้วยเหล็กเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2.8 ล้อ 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ

3. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

3.1 ถังทิ้งเข็มพลาสติกด้านข้าง

2

ถัง

3.2 ถังขยะพลาสติกด้านข้าง

2

ถัง

3.3 ตะกร้าใส่ของด้านข้าง

2

อัน

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

