

คุณลักษณะเฉพาะ รถเขยารับประทาน รุ่น BIO-MEDCART-25

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 เป็นรถใช้สำหรับแจกยา

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ขนาด ยาว 750 มิลลิเมตร x กว้าง 480 มิลลิเมตร x สูง 930 มิลลิเมตร

2.2 วัสดุเป็นพลาสติก ABS และโครงเสาทั้ง 4 ด้านเป็นอลูมิเนียม

2.3 ด้านบนมีราวเหล็ก SUS304

2.4 เป็นลิ้นชักด้านเดียว มีลิ้นชักใส่กล่องเก็บยา 5 ชั้น และลิ้นชักขนาดใหญ่ 1 ชั้น รวมทั้งหมด 6 ชั้น และมีที่กั้นแต่ละช่องของลิ้นชักแบ่งเป็นสัดส่วน

2.5 ขนาดกล่องเก็บยาชั้นละ 5 กล่อง รวม 25 กล่อง

2.5 สามารถล็อกลิ้นชักได้แบบ Central Lock

2.6 ล้อ 4 ล้อ มีเบรก 2 ล้อ

3. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

3.1 แผ่นกันฝุ่นใส 1 แผ่น

3.2 ถังขยะพลาสติกด้านข้าง 2 ถัง

3.3 ช่องใส่เอกสารด้านข้าง 1 อัน

4. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

