

คุณลักษณะเฉพาะ รถแจกยารับประทาน BIO-MEDCART-50 Type 1

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 เป็นรถใช้สำหรับแจกยา

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ขนาด ยาว 850 มิลลิเมตร x กว้าง 520 มิลลิเมตร x สูง 1010 มิลลิเมตร

2.2 วัสดุเป็นพลาสติก ABS และโครงเสาทั้ง 4 ด้านเป็นอลูมิเนียม

2.3 ด้านบนมีราวเหล็ก SUS304

2.4 ทั้งด้านหน้า และด้านหลังรถแจกยามีลิ้นชักใส่กล่องเก็บยา 2 ด้านละ 5 ชั้น รวม 10 ชั้น และลิ้นชักด้านหน้า ขนาดกลาง 1 ชั้น รวมทั้งหมด 11 ชั้น และมีที่กั้นแต่ละช่องของลิ้นชักแบ่งเป็นสัดส่วน

2.5 ขนาดกล่องเก็บยาชั้นละ 5 กล่อง ขนาดประมาณ กว้าง 80 มิลลิเมตร ยาว 17 มิลลิเมตร รวม 50 กล่อง

2.5 สามารถล็อกลิ้นชักได้แบบ Central Lock

2.6 ล้อ 4 ล้อ มีเบรก 2 ล้อ

3. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

3.1 แผ่นกันฝุ่นใส 1 แผ่น

3.2 ถังขยะพลาสติกด้านข้าง 2 ถัง

3.3 ช่องใส่เอกสารด้านข้าง 1 อัน

4. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

