

คุณลักษณะเฉพาะที่ยึดติดผนังสำหรับติดตั้งเครื่องมือแพทย์

BIO-WALLMOUNT-01

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นที่ยึดติดผนังสำหรับติดตั้งเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูงเกรดใช้ในโรงพยาบาลใช้กับเครื่องมือแพทย์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ
2. เสาเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
3. ตะกร้าทำจากเหล็กพ่นสี ขนาด ยาว 27.80 ซม. x กว้าง 15.80 ซม. x ลึก 14 ซม.
4. สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
5. สามารถปรับก้มเงยได้
6. แผ่นเพลทมาตรฐานเลือกได้เบื้องต้น 3 ขนาด
13.20 ซม. x 7 ซม. / 17.60 ซม. x 7 ซม. / 23 ซม. x 12.50 ซม.

