

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟส่องตรวจผ่าตัดแบบ LED ชนิดขาตั้ง
SAIKANG รุ่น Alnoo Light M

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับส่องตรวจวิเคราะห์ทำแผล ผ่าตัดเล็ก โดยใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องทันตกรรม ห้องตรวจโรค หอผู้ป่วย ฯลฯ

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 สามารถส่องตรวจ ทำแผล ผ่าตัดเล็กที่ให้ความสว่างคมชัดชนิดหลอด LED
- 2.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้ฐานมีล้อ
- 2.3 ใช้ได้กับไฟฟ้า AC 100-240V, 50/60Hz

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 ตัวเครื่องใช้ไฟ 100-240Vac ,50/60Hz
- 3.2 มีจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 5 นิ้ว ปรับก้มเงยได้ 30 องศา
- 3.3 ชนิดหลอดไฟ OSRAM เป็นแบบ LED
- 3.4 อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ย 60,000 ชั่วโมง
- 3.5 ให้กำลังไฟส่องสว่าง 40,000 - 160,000 Lux ที่ระยะ 1 เมตร
- 3.6 สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้ 10 ระดับ
- 3.7 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคมไฟทรง 4 แฉก (Diameter of lighthouse) 730 มิลลิเมตร + 10 มิลลิเมตร
- 3.8 มีค่าดัชนีการสะท้อนแสงของสี (Colour Rendering Index (CRI)) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 98
- 3.9 มีค่าอุณหภูมิสี (Colour Temperature) 3,500-5,500 Kelvin และสามารถปรับค่าอุณหภูมิของแสงได้ 11 ระดับ
- 3.10 มีการส่องสว่าง 3 โหมด Standard, Endoscopic และ Low-Light
- 3.11 มีจำนวนของหลอด LED 72 หลอด และเลนส์สามเหลี่ยม 24 ชุด
- 3.12 สามารถปรับความสูงของขาตั้งได้ รวมถึงหมุนโคมไฟได้ โดยใช้ C Arm และ Yoke
- 3.13 มีระบบชดเชยเงาอัตโนมัติ รวมถึงชดเชยแสงสีแดงและสีเขียว
- 3.14 ปรับขนาดโฟกัสจุดรวมแสงได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ 200-300 มิลลิเมตร

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือทดลองใช้งานมาก่อน
- 4.2 รับประกันคุณภาพสินค้า จากการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

Alnno Light M

LED OPERATION
LAMP

