

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟส่องตรวจผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดขาตั้ง
SAIKANG รุ่น SK-L032

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับส่องตรวจวิเคราะห์ท่าแผล ผ่าตัดเล็ก โดยใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องทันตกรรม ห้องตรวจโรค หอผู้ป่วย ฯลฯ

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 สามารถส่องตรวจ ท่าแผล ผ่าตัดเล็กที่ให้ความสว่างคมชัดชนิดหลอดLED
- 2.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้ฐานมีล้อ
- 2.3 ใช้ได้กับไฟฟ้า AC 100-240V, 50/60Hz

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 ตัวเครื่องใช้ไฟ 100-240Vac ,50/60Hz
- 3.2 กำลังไฟใช้งานสูงสุด 12 วัตต์
- 3.3 ชนิดหลอดไฟเป็นแบบ LED
- 3.4 อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง
- 3.5 ให้กำลังไฟส่องสว่าง 40,000 Lux ที่ระยะ 1 เมตร
- 3.6 สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้ 4 ระดับ
- 3.7 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคมไฟ (Diameter of lighthouse) 250 มิลลิเมตร + 10 มิลลิเมตร
- 3.8 มีค่าดัชนีการสะท้อนแสงของสี (Colour Rendering Index (CRI)) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90
- 3.9 มีค่าอุณหภูมิสี (Colour Temperature) 4000-5000 Kelvin และสามารถปรับค่าอุณหภูมิของแสงได้ 2 ระดับ
- 3.10 มีจำนวนของหลอด LED 7 หลอด
- 3.11 สามารถปรับความสูงของ (Overall Lamp height) ได้ตั้งแต่ 1.25-1.75 เมตร
- 3.12 หัวโคมไฟมีปุ่มเปิด/ปิด ปรับความสว่างของแสงและปรับค่าอุณหภูมิของแสง
- 3.13 หัวโคมไฟสามารถหมุนซ้าย-ขวาได้ 300 องศาและปรับขึ้นลงได้ 90 องศา

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือทดลองใช้งานมาก่อน
- 4.2 รับประกันคุณภาพสินค้า จากการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

SK-L032

EXAMINING LAMP

