

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟส่องตรวจผ่าตัดเล็กแบบLEDชนิดขาตั้ง
SAIKANG รุ่น SK-LLY400Z

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับส่องตรวจวิเคราะห์ท่าแผล ผ่าตัดเล็ก โดยใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดเล็ก ห้อง
ทันตกรรม ห้องตรวจโรค หอผู้ป่วย ฯลฯ

2. คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถส่องตรวจ ท่าแผล ผ่าตัดเล็กที่ให้ความสว่างคมชัดชนิดหลอดLED
- สามารถเคลื่อนย้ายได้ฐานมีล้อ
- ใช้ได้กับไฟฟ้า AC 100-240V, 50/60Hz
- วัสดุที่ใช้ผลิตบริเวณหัวโคมไฟผลิตจากวัสดุ ABS โดยจะออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดี

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ตัวเครื่องใช้ไฟ 100-240Vac ,50/60Hz
- ชนิดหลอดไฟเป็นแบบ LED
- อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง
- ให้กำลังไฟส่องสว่าง 80,000 Lux ที่ระยะ 1 เมตร
- สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้ 10 ระดับ
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคมไฟ (Diameter of lighthead) 410 มิลลิเมตร $\pm$ 10 มิลลิเมตร
- มีค่าดัชนีการสะท้อนแสงของสี (Colour Rendering Index (CRI)) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90
- มีค่าอุณหภูมิสี (Colour Temperature) 4200-5500 Kelvin
- มีจำนวนของหลอด LED 30 หลอด
- หัวโคมไฟมีปุ่มเปิด/ปิด,ปรับความสว่างของแสงและปรับค่าอุณหภูมิของแสง
- หัวโคมไฟสามารถหมุนซ้าย-ขวาได้ 300 องศาและปรับขึ้นลงได้ 90 องศา
- มีด้ามจับที่ผลิตจากวัสดุ PPSU สามารถถอดไปทำความสะอาดได้ โดยสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง
134 องศาเซลเซียส และทนแรงดันได้ 205.8 kPa จึงสามารถนำไปฆ่าเชื้อในอุณหภูมิและแรงดันที่สูงได้
- มีปุ่มปรับแบบสัมผัส (Touch Control) และจอแสดงผล (Full-Color HD LCD display) บริเวณหัวโคมไฟ

4.เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือทดลองใช้งานมาก่อน
- 4.2 รับประกันคุณภาพสินค้า จากการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

